



ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ИРКУТСКАЯ ГОРодСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»

Ярославского ул., д. 300
г. Иркутск, 664048,
тел./факс (3952) 44-31-30, 44-33-39
e-mail: info@gkb38.ru; <http://www.gkb8.ru>
ОКПО 05248704; ОГРН 1033801430145
ИНН/КПП 3810009342/381001001
03.12.19 № 1564
На № _____ от _____

В ответ на запрос № 92014 от 29.11.2019г. на разъяснение положений Извещения о проведении закупки на поставку индикаторов для паровой и воздушной стерилизации путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 282-19 (№ 31908575115) сообщаем ниже следующее:

№ п/п	Содержание запроса на разъяснение положений Извещения	Содержание ответа на запрос:
1.	<p>п.1 «Индикатор воздушной стерилизации химически одноразовых Стериконт-В-ВИНАР или эквивалент 180/60» указаны характеристики товара: индикаторной меткой голубого цвета, элементом сравнения коричневого цвета, Голубой цвет индикаторной метки должен необратимо меняться в зависимости от достижения значений критических переменных стерилизации в течении цикла воздушной стерилизации. Коричневый элемент сравнения должен показывать конечный цвет индикаторной метки при соблюдении требуемых критических переменных стерилизации.</p> <p>п.2 «Индикатор паровой стерилизации химических одноразовых Стериконт-П или эквивалент 132/20» указаны характеристики товара: на него двумя цветными метками – индикаторной меткой желто-оранжевого цвета. При воздействии насыщенного водяного пара на индикатор исходный оранжево-желтый цвет индикаторной метки должен необратимо меняться. При соблюдении условий паровой стерилизации индикаторная метка должна достигать цвета элемента сравнения (темный сине-фиолетовый) или становиться темнее его.</p> <p>п.3 «Индикатор паровой стерилизации химических одноразовых Стериконт-П или эквивалент 120/45» указаны характеристики товара: полоски бумажно-пленочного основания с нанесенными на него двумя цветными метками – индикаторной меткой желто-оранжевого цвета и элементом сравнения, и маркировкой: обозначение метода стерилизации, параметры стерилизационной выдержки, логотип предприятия изготовителя. При воздействии насыщенного водяного пара на индикатор исходный оранжево-желтый цвет индикаторной метки должен необратимо меняться. При соблюдении условий паровой</p>	В Извещение о проведении закупки на поставку индикаторов для паровой и воздушной стерилизации путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 282-19 (№ 31908575115) в Приложение № 1 (Техническое задание) будут внесены соответствующие изменения.

стерилизации индикаторная метка должна достигать цвета элемента сравнения (темный сине-фиолетовый) или становиться темнее его.

Вами выставлено требование к цветам индикаторов.

Сообщаем, что требования к цветам индикатора не регламентированы по ГОСТ ISO 11140-1-2011, а именно в п. 6.2.1 ГОСТ ISO 11140-1-2011 говорится: «**Видимое изменение, происходящее с индикатором при его выдержке в режиме стерилизации, должно быть ясно различимым и заключаться в переходе от светлого оттенка к темному, от темного к светлому или от одного цвета к другому, однозначно отличающемуся от первого**». Тем самым данные требования не обоснованы потребностью заказчика и соответственно не законны

С целью устранения нарушений законодательства

Заказчику следует исключить требование к конкретным цветам индикаторов и заменить на фразу «меняет цвет на противоположный начальному».

п. 2«Индикатор паровой стерилизации химических одноразовых Стериконт-П или эквивалент 132/20» указаны характеристики товара:

«Индикаторы должны представлять собой прямоугольные полоски бумажно-пленочного основания с нанесенными на поверхность.....индикатора должно быть нанесено защитное паропроницаемое полимерное покрытие»

Вы требуете, чтобы индикаторы были дополнительно покрыты пленкой.

1. Просьба разъяснить, каким нормативным документом вы руководствовались, устанавливая такое требование?

2. Согласно ГОСТ ISO 11140-1-2011 " индикаторный агент не должен отпечатываться от подложки или проникать через нее, или переходить на материал, с которым индикатор соприкасается до, в течение или после соответствующего режима стерилизации." Таким образом, ГОСТ регулирует непосредственную потребительскую характеристику - устойчивость фиксации агента на подложке. Но ГОСТ не регулирует то, каким образом производители исполнят такое требование (нанесут дополнительную пленку или используют более высококачественный агент). Следовательно, установленное требование относится не к потребительским характеристикам товара, а к способу его изготовления. Такие требования незаконны и неоднократно признавались ФАС не соответствующими требованиям ст. 33 44-ФЗ.

3. Пленочное покрытие индикаторов в своем производственном цикле применяет только один единственный производитель, следовательно требуемый параметр является унифицирующей характеристикой и ограничивает число участников закупочной процедуры. На основании изложенного, просим исключить указанное требование.

По данному аукциону в описании объекта закупки указаны требования заказчика по характеристике поставляемого товара п.1-3 «Упаковка не менее 500 штук».

Так как количество штук в упаковке никаким образом не влияет на качество технические и потребительские свойства поставляемого товара, а количество производителей значительно ограничивает, просим предусмотреть возможности поставки товара другой кратности (количество

в упаковки), с перерасчетом общего количества товара.
Во избежание ограничения конкуренции, предлагаем
привести требования аукционной документации в
соответствие с законодательством и нормативно-правовыми
актами, внести изменения в технические характеристики
объекта закупки.

В случае оставления нашего запроса без внимания,
формального ответа или ответа не по существу, оставляем за
себой право обращения в Управление Федеральной
анти monopolyной службы для разъяснения сложившейся
ситуации и защиты прав участников.

Главный врач
ОГАУЗ «ИГКБ №8»

Островская Т.Б.
(3952) 55-14-51



К.В. Есева